

Tubo vacío 3ml heparina de litio y gel 13x75mm

164,27€ I.V.A. no incluido



Tubo vacío VACUMED sangre 3ml heparina de litio y gel 13x75mm. Disponible con tapón en turquesa. Estéril.

Presentación: 600 unidades (6 cajas de 100).

Tubo vacío VACUMED sangre 3ml heparina de litio y gel 13x75mm. Disponible con tapón en turquesa. Estéril.

Presentación: 600 unidades (6 cajas de 100).

SKU: 42811

Categories: Preanalítica, Tubos de vacío sangre/orina