

TUBO VACÍO 3ML HEPARINA DE LITIO Y GEL 13X75MM

164,27€ I.V.A. no incluido



Tubo vacío VACUMED sangre 3ml heparina de litio y gel 13x75mm. Disponible con tapón en turquesa. Estéril.

Presentación: 600 unidades (6 cajas de 100).

SKU: 42811

Categorías: [Preanalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo vacío VACUMED sangre 3ml heparina de litio y gel 13x75mm. Disponible con tapón en turquesa. Estéril.

Presentación: 600 unidades (6 cajas de 100).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

Presentación:

Unidades: 600 unidades (6 cajas de 100)

Volumen: 3ml