


Tubo vacío 4 ml, heparina, litio, estéril, 13×75 mm

279,65€ I.V.A. no incluido



Tubo de vacío 4 ml con heparina, litio, estéril. Tapón verde oscuro y etiqueta transparente. 13x75 mm. 1200 unidades repartidas en 12 cajas de 100 unidades.

Tubo de vacío 4 ml con heparina, litio, estéril. 13x75 mm. Tapón verde oscuro y etiqueta transparente.

SKU: 46312

Categories: Preanalítica, Tubos de vacío sangre/orina