


TUBO VACÍO 4 ML, HEPARINA, LITIO, ESTÉRIL, 13X75 MM

279,65€ I.V.A. no incluido



Tubo de vacío 4 ml con heparina, litio, estéril. Tapón verde oscuro y etiqueta transparente. 13x75 mm. 1200 unidades repartidas en 12 cajas de 100 unidades.

SKU: 46312

Categorías: [Preanalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo de vacío 4 ml con heparina, litio, estéril. 13x75 mm. Tapón verde oscuro y etiqueta transparente.