

Tubo vacío 4ml con activador y gel separador 13x75mm

165,22€ I.V.A. no incluido



Tubo vacío VACUMED sangre 4ml con activador y gel separador 13x75mm.
Disponible con tapón en rosa. Estéril.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

Tubo vacío VACUMED sangre 4ml con activador y gel separador 13x75mm.
Disponible con tapón en rosa. Estéril.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

SKU: 46642

Categories: Preanalítica, Tubos de vacío sangre/orina