

## TUBO VACÍO 4ML CON ACTIVADOR Y GEL SEPARADOR 13X75MM

**154,25€ I.V.A. no incluido**



Tubo vacío VACUMED sangre 4ml con activador y gel separador 13x75mm. Disponible con tapón en rosa. Estéril.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

---

**SKU:** 46642

**Categorías:** [Preanalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo vacío VACUMED sangre 4ml con activador y gel separador 13x75mm. Disponible con tapón en rosa. Estéril.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).



Tubo vacío 4ml con activador y gel separador 13x75mm  
<https://www.akralab.es/producto/tubo-vacio-4ml-con-activador-y-gel-separador-13x75mm/>

## **INFORMACIÓN ADICIONAL**

Información adicional:

Descargar PDF

## **PRESENTACIÓN**

Presentación:

Unidades: 1200 unidades (12 cajas de 100)

Volumen: 4ml