

TUBO VACÍO 4ML CON ACTIVADOR Y GEL SEPARADOR 13X75MM

154,25€ I.V.A. no incluido



Tubo vacío VACUMED sangre 4ml con activador y gel separador 13x75mm. Disponible con tapón en rosa. Estéril.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

SKU: 46642

Categorías: [Preanalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo vacío VACUMED sangre 4ml con activador y gel separador 13x75mm. Disponible con tapón en rosa. Estéril.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

Presentación:

Unidades: 1200 unidades (12 cajas de 100)

Volumen: 4ml



akralab
one point, all solutions.

Tubo vacío 4ml con activador y gel separador 13x75mm
<https://www.akralab.es/producto/tubo-vacio-4ml-con-activador-y-gel-separador-13x75mm/>