

TUBO VACÍO 4ML SIN CONSERVANTE 13X75MM

186,30€ I.V.A. no incluido



Tubo vacío VACUMED orina 4ml sin conservante 13x75mm. Fondo redondo Disponible con tapón en amarillo. Estéril. Etiqueta transparente.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

SKU: 42952

Categorías: [Preanalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo vacío VACUMED orina 4ml sin conservante 13x75mm. Fondo redondo Disponible con tapón en amarillo. Estéril. Etiqueta transparente.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

Presentación:

Unidades: 1200 unidades (12 cajas de 100)

Volumen: 4ml