

## TUBO VACÍO 4ML SIN CONSERVANTE 13X75MM

**146,55€ I.V.A. no incluido**



Tubo vacío VACUMED orina 4ml sin conservante 13x75mm. Fondo redondo Disponible con tapón en amarillo. Estéril. Etiqueta transparente.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

---

**SKU:** 42952

**Categorías:** [Preanalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo vacío VACUMED orina 4ml sin conservante 13x75mm. Fondo redondo Disponible con tapón en amarillo. Estéril. Etiqueta transparente.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

## PRESENTACIÓN

Presentación:

Unidades: 1200 unidades (12 cajas de 100)

Volumen: 4ml