

Tubo vacío 6ml con activador de coagulación 13x100mm

223,56€ I.V.A. no incluido



Tubo vacío VACUMED sangre 6ml con activador de coagulación 13x100mm.
Disponible con tapón en rojo. Estéril.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

Tubo vacío VACUMED sangre 6ml con activador de coagulación 13x100mm.
Disponible con tapón en rojo. Estéril.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

SKU: 43616

Categories: Preanalítica, Tubos de vacío sangre/orina