

TUBO VACÍO 6ML CON ACTIVADOR DE COAGULACION 13X100MM

175,85€ I.V.A. no incluido



Tubo vacío VACUMED sangre 6ml con activador de coagulación 13x100mm. Disponible con tapón en rojo. Estéril.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

SKU: 43616

Categorías: [Preanalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo vacío VACUMED sangre 6ml con activador de coagulación 13x100mm. Disponible con tapón en rojo. Estéril.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

Presentación:

Unidades: 1200 unidades (12 cajas de 100)

Volumen: 6ml