

Tubo vacío citrato 3.2% 4ml coagulación 13x75mm

223,56€ I.V.A. no incluido



Tubo vacío VACUMED sangre citrato 3.2% 4ml coagulación 13x75mm. Disponible con tapón en azul claro. Estéril. Etiqueta transparente.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

Tubo vacío VACUMED sangre citrato 3.2% 4ml coagulación 13x75mm. Disponible con tapón en azul claro. Estéril. Etiqueta transparente.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

SKU: 46412

Categories: Preanalítica, Tubos de vacío sangre/orina