

TUBO VACÍO CITRATO 3.2% 4ML COAGULACIÓN 13X75MM

175,85€ I.V.A. no incluido



Tubo vacío VACUMED sangre citrato 3.2% 4ml coagulación 13x75mm. Disponible con tapón en azul claro. Estéril. Etiqueta transparente.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

SKU: 46412

Categorías: [Preanalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo vacío VACUMED sangre citrato 3.2% 4ml coagulación 13x75mm. Disponible con tapón en azul claro. Estéril. Etiqueta transparente.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

[Descargar PDF](#)



PRESENTACIÓN

Presentación:

Unidades: 1200 unidades (12 cajas de 100)

Volumen: 4ml