

Tubo vacío citrato 3,8%, coagulación, 1,8 ml, estéril, 13×75 mm

206,75€ I.V.A. no incluido



Tubo de vacío citrato 3,8%, para coagulación, 1,8 ml, estéril, 13x75 mm. Tapón azul claro. 1200 unidades repartidas en 12 cajas de 100 unidades.

Tubo de vacío sangre citrato 3,8%, para coagulación, 1,8 ml, estéril, 13x75 mm. Tapón azul claro.

SKU: 42480

Categories: Preanalítica, Tubos de vacío sangre/orina