

TUBO VACÍO CITRATO 3,8%, COAGULACIÓN, 1,8 ML, ESTÉRIL, 13X75 MM

206,75€ I.V.A. no incluido



Tubo de vacío citrato 3,8%, para coagulación, 1,8 ml, estéril, 13x75 mm. Tapón azul claro. 1200 unidades repartidas en 12 cajas de 100 unidades.

SKU: 42480

Categorías: [Preatalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



akralab
one point, all solutions.

Tubo vacío citrato 3,8%, coagulación, 1,8 ml, estéril, 13x75 mm

<https://www.akralab.es/producto/tubo-vacio-citrato-38-coagulacion-18-ml-esteril-13x75-mm/>

Tubo de vacío sangre citrato 3,8%, para coagulación, 1,8 ml, estéril, 13x75 mm. Tapón azul claro.