

Tubo vacío EDTA 2k y gel 5ml separador 13x100mm

151,74€ I.V.A. no incluido



Tubo vacío VACUMED sangre EDTA 2k 5ml y gel separador 13x100mm. Disponible con tapón en gris claro perla. Estéril.

Presentación: 600 unidades (6 cajas de 100).

Tubo vacío VACUMED sangre EDTA 2k 5ml y gel separador 13x100mm. Disponible con tapón en gris claro perla. Estéril.

Presentación: 600 unidades (6 cajas de 100).

SKU: 43856

Categories: Preanalítica, Tubos de vacío sangre/orina