

## TUBO VACÍO EDTA 2K Y GEL 5ML SEPARADOR 13X100MM

151,74€ I.V.A. no incluido



Tubo vacío VACUMED sangre EDTA 2k 5ml y gel separador 13x100mm. Disponible con tapón en gris claro perla. Estéril.

Presentación: 600 unidades (6 cajas de 100).

---

**SKU:** 43856

**Categorías:** [Preanalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo vacío VACUMED sangre EDTA 2k 5ml y gel separador 13x100mm. Disponible con tapón en gris claro perla. Estéril.

Presentación: 600 unidades (6 cajas de 100).

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

## PRESENTACIÓN

Presentación:

Unidades: 600 unidades (6 cajas de 100)

Volumen: 5ml