

TUBO VACÍO EDTA, 3K, 2 ML, 13X75 MM, ESTÉRIL

156,97€ I.V.A. no incluido



Tubo de vacío EDTA, 3K, 2 ml, 13x75 mm. Tapón violeta. 1200 unidades repartidas en 12 cajas de 100 unidades.

SKU: 42110

Categorías: [Preanalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



akralab
one point, all solutions.

Tubo vacío EDTA, 3K, 2 ml, 13x75 mm, estéril
<https://www.akralab.es/producto/tubo-vacio-edta-3k-2-ml-13x75-mm/>

Tubo de vacío EDTA, 3K, 2 ml, 13x75 mm. Tapón violeta.