

TUBO VACÍO EDTA 3K 4ML 13X75MM

151,17€ - 205,30€ Rango de precios: desde 151,17€ hasta 205,30€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

Color Fucsia, Violeta

Tubo vacío VACUMED sangre EDTA 3k 4ml 13x75mm. Estéril.

Disponible con tapón en diferentes colores. Etiqueta transparente.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

SKU: N / A

Categorías: [Preanalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

VARIACIONES


Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción Color
	46112	205,30€ I.V.A. no incluido			Violeta

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color
--------	-----	--------	--------------	----------------	-------------	-------



46162 151,17€ I.V.A. no
incluido

Sin existencias

Fucsia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo vacío VACUMED sangre EDTA 3k 4ml 13x75mm. Estéril.

Disponibile con tapón en diferentes colores. Etiqueta transparente.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Color Fucsia, Violeta