

ULTRACONGELADOR -86°C GAMA LABCARE, 700 L



Ultracongelador de -86°C de paneles VIP y tecnología de doble circuito de refrigeración con compresor en cascada autónomo que permite trabajar a -70°C en caso de fallo del otro circuito. Sin separador de aceite. Capacidad 700 Litros.

SKU: ULF70086

Categorías: [Congeladores](#), [Instrumentación General](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ultracongelador de -86°C de paneles VIP y tecnología de doble circuito de refrigeración con compresor en cascada autónomo que permite trabajar a -70°C en caso de fallo del otro circuito. Sin separador de aceite.

Controlador Digital con Pantalla táctil que integra un logger de temperaturas con registro y visualización del gráfico, la exportación de datos por USB, el control de accesos por password, y el setting de alarmas visuales y sonoras.

Puerta con junta magnética perimetral doble y calefactada.

Características Principales


- 2 Pasamuros
- Portadocumentos frontal
- 4 puertas anteriores y 3 estantes regulables en altura.
- Ruido 56dBA
- Tirador de cerradura ergonómico.
- Punto de rotura de vacío
- Rango de temperaturas desde -40°C hasta -86°C con Datalogger, representación gráfica y USB para facilitar la recogida de datos.
- Máxima protección gracias a las alarmas visuales y sonoras por fallo de alimentación, bajada o subida de temperaturas, fallo de sonda, puerta abierta, saturación del filtro y batería descargada.
- Puerta ciega con cerradura y 4 puertas interiores para evitar pérdidas de frío.
- Auditados y certificados por una organización internacional AENOR en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador).
- Capacidad de Almacenamiento criocajas de 2'' (5cm): 576 uds



Ruedas de giro en todas las direcciones con bloqueo



Doble puerta interior con aislamiento especial




Puertas con paneles de aislamiento al vacío recubiertos de espuma inyectada a presión de agua

Ejemplo: histórico de alarmas



Ejemplo: representación grafica



Ejemplo: contraseña numérica de varios usuarios



Controlador de temperatura



akralab
one point, all solutions.

Ultracongelador -86°C Gama Labcare, 700 L
<https://www.akralab.es/producto/ultracongelador-86-700/>



akralab
one point, all solutions.

Ultracongelador -86°C Gama Labcare, 700 L
<https://www.akralab.es/producto/ultracongelador-86-700/>