

Ultracongelador vertical -86°C bajo mesa, 110 L






Ultracongelador bajo bancada de 110 litros de capacidad nominal. Rango de temperaturas desde -40°C hasta -86°C con Data logger, representación gráfica y USB para facilitar la recogida de datos

Ultracongelador -86°C vertical bajo bancada, gama Medcare, de 110 Litros de capacidad nominal.

Características

- **CONTROL DIGITAL PLUS.** Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- **TEMPERATURA.** Rango de temperaturas desde -40°C hasta -86°C con Data logger, representación gráfica y USB para facilitar la recogida de datos.
- **ALARMAS.** Máxima protección gracias a las alarmas visuales y sonoras por fallo de alimentación, bajada o subida de temperaturas, fallo de sonda, puerta abierta, saturación del filtro y batería descargada.
- **100% PROBADO.** Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- **REFRIGERACIÓN.** Gas refrigerante natural HC, biodegradable, libre de CFC's y HCFS's.
- **AISLAMIENTO.** Aislamiento de 120 mm de poliuretano, inyectado a alta presión libre de CFC's. Puerta ciega con cerradura y 2 puertas interiores para evitar pérdidas de frío.
- **CERTIFICADO.** Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador).**



Equipamiento Opcional

- Conexión eléctrica 230 V / 1 ph / 60 Hz
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz

- Múltiples clavijas
- Toma de corriente interna
- Registrador circular de plumilla
- Datalogger Bluetooth
- Datalogger Wifi
- Backup CO2
- Racks acceso lateral 50, 75, 100
- Racks deslizantes 50, 100
- Guantes criogénicos

SKU: ULT11086

Categories: Congeladores, Instrumentación General